

Laerdal IV Torso



Ciascun Trainer IV è fornito in una custodia da trasporto

Informazioni per l'ordinazione

09 00 19 Laerdal IV Torso Basic

Contiene: *1 cuscinetto di ricambio di ciascun tipo,
1 flacone di sangue simulato e istruzioni per l'uso.*

Per maggiori informazioni sul prodotto: www.laerdal.com



Prova la differenza



Laerdal IV Torso

www.laerdal.com



Laerdal IV Torso

Per l'addestramento alle tecniche di accesso endovenoso centrale e periferico

Il realismo reso facile...

Il Laerdal IV Torso consente di praticare le tecniche di accesso endovenoso insegnate nei programmi di addestramento alla rianimazione cardiopolmonare avanzata (ACLS) e ai traumi, impartiti da organismi di tutto il mondo.

L'IV Torso è stato appositamente concepito per soddisfare gli obiettivi didattici fondamentali di tali programmi formativi.

Migliorare l'efficacia didattica**Consente agli studenti di sperimentare le procedure in modo realistico**

Il Laerdal IV Torso è un modello di tronco maschile nel quale le aree per l'accesso endovenoso sono simulate da cuscinetti morbidi, ricoperti da una cute molto realistica, che offre una sensazione tattile quanto più possibile simile a quella del tessuto umano.

Le vene simulate all'interno dei cuscinetti presentano una resistenza naturale durante la venipuntura e un realistico ritorno venoso. Quando l'ago viene represso, sia le vene che la cute si sigillano spontaneamente, in modo che il sito della puntura non risulti visibile allo studente successivo.

Laerdal IV Torso

Il Laerdal IV Torso vi offre la possibilità di praticare l'accesso endovenoso nella vena giugulare esterna, nella vena giugulare interna per approccio anteriore, centrale e posteriore, nella vena succlavia e nella vena femorale. Nel modello da addestramento possono inoltre essere inseriti lunghi cateteri. Una pompetta per la simulazione del polso consente all'istruttore di creare una pulsazione palpabile nelle arterie del manichino.

Facile da usare

- concepito per rispondere alle necessità sia dell'istruttore sia dell'allievo
- possibilità di praticare l'inserimento di linee d'infusione e la cateterizzazione con l'uso di tecniche appropriate
- dopo l'uso, pulire il trainer e i cuscinetti e riporre per gli utilizzi successivi
- i cuscinetti consumati possono essere sostituiti da altri nuovi in pochi secondi

Durevole

- Ogni cuscinetto è stato concepito per durare almeno per tutto un corso standard ACLS o ATLS
- Le vene in ciascun cuscinetto possono essere nuovamente riempite semplicemente iniettando nelle vene altro sangue simulato
- Sono disponibili cuscinetti di ricambio
- Possono essere forniti ulteriori flaconi di sangue simulato



Accesso nella vena giugulare interna



Accesso nella vena giugulare esterna



Simulazione del polso